

ALGIMED TECHNO



9001:2015



13485:2016

NO POLLUTION

CleanCheck – быстрый ответ!

Описание

CleanCheck – набор реагентов для быстрого качественного и полуколичественного определения остатков органических веществ на рабочих поверхностях, моющих средств в промывных водах предприятий пищевой промышленности. Интерпретация результата анализа с использованием CleanCheck не требует высокой квалификации – о наличии органики свидетельствует изменение окраски рабочего раствора (от желтого до светло-голубого). Степень загрязнения определяется по цветовой шкале.

CleanCheck представлен в двух модификациях: **CleanCheck-G** и **CleanCheck-F**.

CleanCheck-G применяется на предприятиях мясной, молочной, пивоваренной промышленности, а также при исследовании остатков моющих средств в промывных водах.

CleanCheck-F - при определении остатков жиров на рабочих поверхностях предприятий производящих растительные масла, при контроле качества мытья и обеззараживания посуды и рабочих поверхностей в общественном питании.

Преимущества



Простота

не требует высокой квалификации персонала



Скорость

результат за 5-10 минут



Универсальность

применим практически на всех предприятиях пищевой отрасли



Легкость интерпретации

базируется на простом, визуальном тестировании изменении цвета рабочего раствора (*полученный результат можно сравнить с прилагаемой цветовой шкалой*)



Экономичность

себестоимость одного определения значительно ниже в сравнении с приборными методами анализа