

АЛМАСС Стенд



Стенд для ВЭЖХ-МС «АЛМАСС»

Предназначен для размещения ВЭЖХ-МС систем.



Размер столешницы, мм (Ш x В x Г) — 1900 x 920 x 960.

Место для форвакуумных насосов, мм (Ш x В x Г) — 900 x 820 x 870.

Место для генератора газов, мм (Ш x В x Г) — 800 x 880 x 870.

**Размеры и комплектация могут быть адаптированы под потребности заказчика.*

Оснащение

- Система вентиляции и вибропоглощающая платформа;
- Место для форвакуумных насосов с шумоизоляцией;
- Передвижные усиленные колёса, не менее 2-ух со стопорным механизмом;
- Регулировка мощности системы вентиляции;
- Система демпфирования для предотвращения передачи вибраций;
- Технологические отверстия и кабель-каналы для удобства подключения;
- Силовой блок розеток;
- Вес не более 200 кг;
- Штативы для монитора и клавиатуры;
- Дополнительное место (справа или слева) для генератора газов и вакуумных насосов;
- Выдвижные ящики.

ALGIMED
TECHNO