



ALGIMED
TECHNO

ПИЩЕВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Наборы реагентов «ALPREP Milk-M» и «ALPREP Milk-M Auto» для выделения нуклеиновых кислот из молока и молочной продукции

Назначение

Наборы реагентов «ALPREP Milk-M» и «ALPREP Milk-M Auto» предназначены для выделения нуклеиновых кислот из образцов молока (цельного, пастеризованного) и молочной продукции (кефира, сметаны, сливок, творога, йогурта, сливочного масла, мороженого) для дальнейшего анализа с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полимеразной цепной реакции с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР).

Материалы исследования

- ♦ Образцы молока (цельное, пастеризованное)
- ♦ Молочная продукция (кефир, сметана, сливки, творог, йогурт, сливочное масло, мороженое и др.)

Область применения

Наборы реагентов предназначены для выделения нуклеиновых кислот из молока и молочной продукции в научно-исследовательских целях.

Принцип метода

Принцип работы наборов реагентов основан на технологии избирательной сорбции нуклеиновых кислот на поверхности магнитных частиц. Показанием к применению является необходимость выделения нуклеиновых кислот из молока и молочной продукции для проведения дальнейших исследований.

Состав и комплектность

Продукты	Способ экстракции НК	Количество образцов
ALPREP Milk-M AUTO	Автоматический	96
ALPREP Milk-M		
	Ручной	20 50 100