

Расходные материалы для ЛАЛ-теста и МАТ

algimed-techno.com

Вода «ALPYR Water» для БЭТ

Артикул: PW-003-30 | PW-003-50 | PW-003-100

Вода «ALPYR Water» для БЭТ используется для разведения ЛАЛ-реактива, контрольного стандарта эндотоксина, испытуемых препаратов и активных фармацевтических субстанций, для приготовления смывов с изделий медицинского назначения. Вода «ALPYR Water» для БЭТ соответствует требованиям, предъявляемым к Воды для инъекций, и содержит бактериальные эндотоксины в количестве менее 0,005 ЕЭ/мл. Контроль качества воды производится кинетическими методами проведения ЛАЛ-теста.



Контейнеры апиrogenные «ALPYR Container»

Артикул: PC-003-60

Контейнеры апиrogenные «ALPYR Container» используются для отбора образцов для ЛАЛ-теста и МАТ, культивирования клеток. Компания «Альгимед Техно» производит готовые контейнеры, сертифицированные на отсутствие содержания бактериальных эндотоксинов. Объем контейнеров 60 мл.



Пробирки «ALPYR Tube» 10×75 мм для ЛАЛ-теста

Артикул: PT-003-1075 (50 штук в упаковке / 5 упаковок в коробке)

Апиrogenные пробирки «ALPYR Tube» 10×75 мм предназначены для проведения ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест. Используются однократно.



Пробирки «ALPYR Tube» 12×75 мм для ЛАЛ-теста

Артикул: PT-003-1275 (40 штук в упаковке / 5 упаковок в коробке)

Апиrogenные пробирки «ALPYR Tube» 12×75 мм предназначены для приготовления разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемого препарата. Используются однократно.



Пробирки «ALPYR Tube» 13×100 мм для ЛАЛ-теста

Артикул: PT-003-13100 (30 штук в упаковке / 5 упаковок в коробке)

Апиrogenные пробирки «ALPYR Tube» 13×100 мм предназначены для приготовления разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемого препарата. Используются однократно.

