

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309  
тел. +375 29 893 14 44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.by](mailto:techno@algimed.by)

Паспорт № 53  
Наименование изделия:  
Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 10x75 мм  
Номер серии: 212020  
Дата изготовления: 27.08.20  
Количество штук: 35000  
Испытания проведены по НД: ТУ ТУ БУ 193208315.002-2019

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,4 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2±30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству



Позняк А. А.