

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 002

Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста
Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.002-2019

Серия: 250520

Дата изготовления: 25.05.20

Годеи до: 25.05.22

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Не более 0,005	Менее 0,005
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.002-2019

Заместитель директора
по производству



Позняк А.А.

Дата выдачи паспорта: 25.05.2020 г

ООО «Альгимед Техно»
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309
Тел. 392-72-92, факс 202-43-38
Сайт: www.algimed.by Почта: techno@algimed.by