


© Binder GmbH 2017 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.



Optional for access port
Ø1,18in; Ø1,97in; Ø3,94in

Standard access port Ø1,18in

Optional for access port
Ø1,18in; Ø1,97in; Ø3,94in

Optional for access port
Ø1,18in; Ø1,97in; Ø3,94in

--- inner chamber

potential position for access ports,
via BINDER INDIVIDUAL

BINDER Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen

KB ECO 1020-UL

Dokument/
document: 9120-0428P
Dateiname/File name: 9020-0428
Druckdatum/printing Date: 19.11.2021

General tolerance measuring unit Scale DIN A3
ISO 2768-mK inch 1:18 Sheet 2 of 2

PROTOTYP