

Комплекты Data Logger Kit — регистрация данных температуры и влажности

Комплекты регистратора данных BINDER Data Logger Kit (температура и влажность) позволяют производить независимую регистрацию данных температуры и влажности в камере BINDER. Выверенное техническое решение включает в себя все необходимые аксессуары: от крепления регистратора данных на камере BINDER до вспомогательного порта доступа для кабелей и держателя для датчика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DATA LOGGER KIT ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ:

- Сетевой регистратор данных
- 8 каналов для температуры, влажности и других параметров
- Объем памяти: 64 000 значений
- Интервал измерения: от 1 с до 3 ч
- Диапазон измерений: -50 °C – 100 °C
- Диапазон влажности: 0 – 100% отн. вл.
- С сертификатом калибровки
- Условия окружающей среды: от -35 °C до 55 °C
- Размеры (ШxВxГ): 104 x 141 x 47 мм
- Питание: сетевой адаптер 230В/24В

Data Logger Kit NET 100 | № для заказа: 8012-1837

-50 °C – 100 °C 0 – 100 % отн. вл.



Комплект поставки:

Data Logger - NET

Комбинированный датчик Т/Н с удлинительным кабелем (2 м)

Вкл. порт доступа в камеру BINDER и держатель для датчика

Держатель Data Logger для его крепления на камере BINDER

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Data Logger Kit NET 100/60 - с дополнительным комбинированным датчиком | № для заказа: 8012-1838

-50 °C – 100 °C 0 – 100 % отн. вл.



Комплект поставки:

Data Logger - NET с дополнительным комбинированным датчиком (темп.: -40 – 60 °C / отн.вл.: 0-100%)

Комбинированный датчик Т/Н с удлинительным кабелем (2 м)

Вкл. порт доступа в камеру BINDER и держатель для датчика

Держатель Data Logger для его крепления на камере BINDER

ED/FD/ FED	FP/M	BD/ BF/KB	KBW	MK	MKT	KBF/KBF ICH/LQC	KBWF	KMF	MKF
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

Опция: ПО для регистратора данных Data Logger | № для заказа: 8012-0821

ПО для конфигурации и обработки результатов измерений ко всем комплектам регистраторов данных BINDER Data Logger Kit, включая кабель передачи данных.



Датчик диапазона температур



Датчик диапазона влажности

• Рекомендация

- не имеется