

MP BioMedicals (MP Bio)

№ п/п	Кат. Номер	Наименование товара, краткое описание	Кол-во, уп.
1.	116004500	Гомогенизатор FastPrep-24 (в комплекте с адаптером QuickPrep 24 x 2 мл)	1
2.	116005500	Гомогенизатор FastPrep-24 5 G (в комплекте с адаптером QuickPrep 24 x 2 мл)	1
3.	116010500	Гомогенизатор FastPrep-96 (в комплекте с адаптером 2x96 Well Adapter)	1
4.	116012500	Гомогенизатор SuperFastPrep-2	1
5.	116010570	Адаптер QuickFlex 96 x 2 мл (для одновременной обработки 96 образцов по 2 мл)	1
6.	116010580	Адаптер TallFlex 48 x 4,5 мл (для одновременной обработки 48 образцов по 4,5 мл)	1
7.	116010560	Адаптер TeenFlex 20 x 15 мл (для одновременной обработки 20 образцов по 15 мл)	1
8.	116010550	Адаптер BigFlex 8 x 50 мл (для одновременной обработки 8 образцов по 50 мл)	1
9.	116010590	Адаптер LargeFlex 2 x 250 мл (для одновременной обработки 2 образцов по 250 мл)	1
10.	119696168	Адаптер Well 2 x 96-луночных планшета (для одновременной обработки 192-х образцов)	1
11.	116002512	Адаптер QuickPrep - 24 x2 мл (для одновременной обработки 24 образцов по 2 мл)	1
12.	116002525	Адаптер BigPrep 2 x 50 мл (для одновременной обработки 2 образцов по 50 мл)	1
13.	116002526	Адаптер TeenPrep 12 X 15 мл (для одновременной обработки 12 образцов по 15 мл)	1
14.	116002527	Адаптер HiPrep 48 X 2 мл (для одновременной обработки 48 образцов по 2 мл)	1
15.	116002540	Адаптер TallPrep 24 x4,5 мл (для одновременной обработки 24 образцов по 4,5 мл)	1
16.	116002528	Адаптер CoolPrep 24 X 2 мл (для одновременной обработки 24 образцов по 2 мл в криогенных условиях - полость для сухого льда)	1
17.	116002530	Адаптер CoolTeenPrep 6 X 15мл (для одновременной обработки 6 образцов по 15 мл в криогенных условиях - полость для сухого льда)	1
18.	116002531	Адаптер Cool BigPrep 2 X 50 мл (для одновременной обработки 2 образцов по 50 мл в криогенных условиях - полость для сухого льда)	1
19.	116010595	Адаптер ConeFlex (для использования любых адаптеров от Гомогенизатора FastPrep-24 с FastPrep-96)	1
20.	116910050	Лизирующая матрица A (Lysing Matrix A) - пробирки с гранатовым песком и циркониевым шариком	50x2мл
21.	116910100		100x2мл
22.	116910500		500x2мл
23.	116970025	Лизирующая матрица A (Lysing Matrix A) - пробирки с гранатовым песком и циркониевым шариком	10x4,5мл
24.	116970050		50x4,5мл
25.	116970100		100x4,5мл
26.	116930005	Лизирующая матрица A (Lysing Matrix A) - пробирки с гранатовым песком и циркониевым шариком	5x15мл
27.	116930025		25x15мл
28.	116930050		50x15мл
29.	116950010		10x50мл

30.	116950050	Лизирующая матрица A (Lysing Matrix A) - пробирки с гранатовым песком и циркониевым шариком Пробирки на 50 мл	50x50мл
31.	116540423	Лизирующая матрица A Bulk garnet (Lysing Matrix A) - гранатовый песок	200 г
32.	116540427	Лизирующая матрица A Bulk garnet (Lysing Matrix A) - гранатовый песок	500 г
33.	116980001	Лизирующая матрица A (Lysing Matrix A) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой гранатовый песок и один 4-мм керамический шарик	1x96-луночный штатив
34.	116980004		4 x 96-луночных штата
35.	116980010		10 x на 96 луночных штатива
36.	116911050	Лизирующая матрица B (Lysing Matrix B) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 0,1 мм Пробирки на 2 мл	50x2мл
37.	116911100		100x2мл
38.	116911500		500x2мл
39.	116971025	Лизирующая матрица B (Lysing Matrix B) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 0,1 мм Пробирки на 4,5 мл	25x4,5мл
40.	116971050		50x4,5мл
41.	116971100		100x4,5мл
42.	116931005	Лизирующая матрица B (Lysing Matrix B) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 0,1 мм Пробирки на 15 мл	5x15мл
43.	116931025		25x15мл
44.	116931050		50x15мл
45.	116951010	Лизирующая матрица B (Lysing Matrix B) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 0,1 мм Пробирки на 50 мл	10x50мл
46.	116951050		50x50мл
47.	116540428	Лизирующая матрица B Bulk silica speres (Lysing Matrix B) - силиконовые шарики диаметром 0,1 мм	500 г
48.	116540429	Лизирующая матрица B Bulk silica speres (Lysing Matrix B) - силиконовые шарики диаметром 0,1 мм	1 кг
49.	116981001	Лизирующая матрица B (Lysing Matrix B) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой 0,1 мм силиконовые шарики	1x 96-луночный штатив
50.	116981004		4x 96-луночный штатив
51.	116981010		10 x 96-луночный штатив
52.	116912050	Лизирующая матрица C (Lysing Matrix C) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 1мм Пробирки на 2 мл	50x2мл
53.	116912100		100x2мл
54.	116912500		500x2мл
55.	116972025	Лизирующая матрица C (Lysing Matrix C) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 1мм. Пробирки на 4,5 мл	25x4,5мл
56.	116932005 116932025 116932050	Лизирующая матрица C (Lysing Matrix C) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 1мм Пробирки на 15 мл	5x15мл
57.			25x15мл
58.			50x15мл
59.	116952010	Лизирующая матрица C (Lysing Matrix C) - пробирки с силиконовыми шариками диаметром 1мм Пробирки на 50 мл	10x50мл
60.	116952050		50x50мл
61.	116952100		100x50мл
62.	116952500		500x50мл

63.	116540432	Лизирующая матрица C Bulk cilica speres (Lysing Matrix C) - силиконовые шарики диаметром 1 мм	500 г
64.	116540433	Лизирующая матрица C Bulk cilica speres (Lysing Matrix C) - силиконовые шарики диаметром 1 мм	1 кг
65.	116982001 116982004 116982010	Лизирующая матрица C (Lysing Matrix C) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой 1 мм силиконовые шарики	1х 96-луночный штатив
66.			4х 96-луночный штатив
67.			10 х 96-луночный штатив
68.	116913050	Лизирующая матрица D (Lysing Matrix D) - пробирки с керамическими шариками диаметром 1,4 мм Пробирки на 2 мл	50х2мл
69.	116913100		100х2мл
70.	116913500		500х2мл
71.	116973025	Лизирующая матрица D (Lysing Matrix D) - пробирки с керамическими шариками диаметром 1,4 мм Пробирки на 4,5 мл	25х4,5мл
72.	116973050		50х4,5мл
73.	116973100		100х4,5мл
74.	116933005	Лизирующая матрица D (Lysing Matrix D) - пробирки с керамическими шариками диаметром 1,4 мм Пробирки на 15 мл	5х15мл
75.	116933025		25х15мл
76.	116933050		50х15мл
77.	116953010	Лизирующая матрица D (Lysing Matrix D) - пробирки с керамическими шариками диаметром 1,4 мм Пробирки на 50 мл	10х50мл
78.	116953050		50х50мл
79.	116953100		100х50мл
80.	116953500		500х50мл
81.	116540434	Лизирующая матрица D Bulk (Lysing Matrix D) - керамические шарики диаметром 1,4 мм	500 г
82.	116983001 116983004 116983010	Лизирующая матрица D (Lysing Matrix D) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой 1,4 мм керамические шарики	1х 96-луночный штатив
83.			4х 96-луночный штатив
84.			10 х 96-луночный штатив
85.	116914050	Лизирующая матрица E (Lysing Matrix E) - пробирки со стеклянным (4 мм в диаметре), силиконовым (0,1 мм в диаметре) и керамическими (1,4 мм в диаметре) шариками Пробирки на 2 мл	50х2мл
86.	116914100		100х2мл
87.	116914500		500х2мл
88.	116974025	Лизирующая матрица E (Lysing Matrix E) - пробирки со стеклянным (4 мм в диаметре), силиконовым (0,1 мм в диаметре) и керамическими (1,4 мм в диаметре) шариками Пробирки на 4,5 мл	25х4,5мл
89.	116974050		50х4,5мл
90.	116974100		100х4,5мл
91.	116934005	Лизирующая матрица E (Lysing Matrix E) - пробирки со стеклянным (4 мм в диаметре), силиконовым (0,1 мм в диаметре) и керамическими (1,4 мм в диаметре) шариками Пробирки на 15 мл	5х15мл
92.	116934025		25х15мл
93.	116934050		50х15мл
94.	116954010	Лизирующая матрица E (Lysing Matrix E) - пробирки со стеклянным (4 мм в диаметре), силиконовым (0,1 мм в диаметре) и керамическими (1,4 мм в диаметре) шариками Пробирки на 50 мл	10х50мл
95.	116954050		50х50мл
96.	116954100		100х50мл
97.	116984001 116984004 116984010	Лизирующая матрица E (Lysing Matrix E) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой стеклянный (4 мм	1х 96-луночный штатив

98.		в диаметре), силиконовый (0,1 мм в диаметре) и керамический (1,4 мм в диаметре) шарики.	4х 96-луночный штатив
99.			10 х 96-луночный штатив
100.	116915050	Лизирующая матрица F (Lysing Matrix F) - пробирки с шариками оксида алюминия (диаметром 1,6 мм) и карбида кремния(диаметром 1,6 мм) Пробирки на 2 мл	50х2мл
101.	116915100		100х2мл
102.	116915500		500х2мл
103.	116916050	Лизирующая матрица G (Lysing Matrix G) - пробирки с шариками из карбида кремния (диаметром 1,6мм) и стекла (2мм в диаметре) Пробирки на 2 мл	50х2мл
104.	116916100		100х2мл
105.	116917050	Лизирующая матрица H (Lysing Matrix H) - пробирка с шариками из стекла (2 мм в диаметре) и желтого оксида циркония (2 мм в диаметре) Пробирки на 2 мл	50х2мл
106.	116917100		100х2мл
107.	116917500		500х2 мл
108.	116918050	Лизирующая матрица I (Lysing Matrix I) -пробирки с шариком из желтого оксида циркония (2мм в диаметре) и черным керамическим (4мм в диаметре) шариком. Пробирки на 2 мл	50х2мл
109.	116918100		100х2мл
110.	116919050	Лизирующая матрица J (Lysing Matrix J)- пробирки с шариками из желтого циркония (диаметром 2мм) и оксида алюминия (диаметром 1,6мм) Пробирки на 2 мл	50х2мл
111.	116919100		100х2мл
112.	116919500		500х2мл
113.	116920050	Лизирующая матрица K (Lysing Matrix K)- пробирки с шариками из силиката циркония (диаметром 0,8 мм) Пробирки на 2 мл	50х2мл
114.	116920100		100х2мл
115.	116923050	Лизирующая матрица M (Lysing Matrix M) - пробирки с шариком из оксида циркония (6,35 мм в диаметре) Пробирки на 2 мл	50х2мл
116.	116923100		100х2мл
117.	116923500		500х2мл
118.		Лизирующая матрица M (Lysing Matrix M) - пробирки с шариком из оксида циркония (6,35 мм в диаметре) Пробирки на 15 мл	5х15мл
119.	116939005		25х15мл
120.	116939025 116939050		50х15мл
121.	116959010	Лизирующая матрица M (Lysing Matrix M) - пробирки с шариком из оксида циркония (6,35 мм в диаметре) Пробирки на 50 мл	10х50мл
122.	116959050		50х50мл
123.	116925050	Лизирующая матрица S (Lysing Matrix S) - пробирки с шариками из нержавеющей стали 3,175 мм Пробирки на 2 мл	50х2мл
124.	116925100		100х2мл
125.	116925500		500х2мл
126.	116938005	Лизирующая матрица S (Lysing Matrix S) - пробирки с шариками из нержавеющей стали 3,175 мм Пробирки на 15 мл	5х15мл
127.	116938025		25х15мл
128.	116938050		50х15мл
129.	116921050	Лизирующая матрица SS (Lysing Matrix SS) - пробирки с шариками из нержавеющей стали 6,35 мм Пробирки на 2 мл	50х2мл
130.	116921100		100х2мл
131.	116921500		500х2мл
132.	116942005	Лизирующая матрица SS (Lysing Matrix SS) - пробирки с шариками из нержавеющей стали 6,35 мм Пробирки на 15 мл	5х15мл
133.	116941010	Лизирующая матрица SS (Lysing Matrix SS) - пробирки с шариками из нержавеющей стали 6,35 мм Пробирки на 50 мл	10х50мл
134.	116941050		50х50мл
135.	116941100		100х50мл
136.	116540431	Лизирующие матрицы стальные шарики (STEELBALL LYSING MATRIX BULK)	1кг

137.	116960050	Лизирующая матрица Y (Lysing Matrix Y) - с 0,5 мм шариками из оксида циркония стабилизированные иттрием Пробирки на 2 мл	50x2мл
138.	116960100		100x2мл
139.	116960500		500x2мл
140.	116977025	Лизирующая матрица Y (Lysing Matrix Y) - с 0,5 мм шариками из оксида циркония стабилизированные иттрием Пробирки на 4,5 мл	25x4,5мл
141.	116975005	Лизирующая матрица Y (Lysing Matrix Y) - с 0,5 мм шариками из оксида циркония стабилизированные иттрием Пробирки на 15 мл	5x15мл
142.	116975025		25x15мл
143.	116975050		50x15мл
144.	116976010	Лизирующая матрица Y (Lysing Matrix Y) - с 0,5 мм шариками из оксида циркония стабилизированные иттрием Пробирки на 50 мл	10x50мл
145.	116976050		50x50мл
146.	116960001	Лизирующая матрица Y (Lysing Matrix Y) - 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой 0,5 мм шарики из оксида циркония стабилизированные иттрием	1x 96-луночный штатив
147.	116960010		10 x 96-луночный штатив
148.	116961050	Лизирующая матрица Z (Lysing Matrix Z) - пробирки с шариками из оксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия (2 мм в диаметре) Пробирки на 2 мл	50x2мл
149.	116961100		100x2мл
150.	116961500		500x2мл
151.	116985025	Лизирующая матрица Z (Lysing Matrix Z) - пробирки с шариками из оксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия (2 мм в диаметре) Пробирки на 4,5 мл	25x4,5мл
152.	116985050		50x4,5мл
153.	116985100		100x4,5мл
154.	116978005	Лизирующая матрица Z (Lysing Matrix Z) - пробирки с шариками из оксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия (2 мм в диаметре) Пробирки на 15 мл	5x15мл
155.	116978025		25x15мл
156.	116978050		50x15мл
157.	116979002	Лизирующая матрица Z (Lysing Matrix Z) - пробирки с шариками из оксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия (2 мм в диаметре) Пробирки на 50 мл	2x50мл
158.	116979010		10x50мл
159.	116979050		50x50мл
160.	116961001	Лизирующая матрица Z (Lysing Matrix Z) 96-луночный штатив, в каждой 1,2-мл стрипованной пробирке с крышкой шарики из оксида циркония, стабилизированные оксидом иттрия (2 мм в диаметре).	1x 96-луночный штатив
161.	116961004		4x 96-луночный штатив
162.	116961010		10 x 96-луночный штатив
163.	116750200	Комплект пробирок с лизирующими матрицами A,B, C, D, E (Biopulverizer system I- Lysing Matrix)	50x2мл
164.	116850200	Комплект пробирок с лизирующими матрицами F, G, H, I, J (Biopulverizer system II- Lysing Matrix)	50x2мл
165.	116450200	Комплект лизирующих матриц для образцов насекомых/личинок (Biopulverizer Insects/Worms)	50x2мл
166.	116550200	Комплект лизирующих матриц для образцов микроорганизмов (Biopulverizer Microorganisms)	50x2мл
167.	116650200	Комплект лизирующих матриц для образцов растений (Biopulverizer Plants)	50x2мл
168.	116950200	Комплект лизирующих матриц для образцов тканей (Biopulverizer Tissue)	50x2мл

169.	116025050	Набор для выделения РНК из бактерий (FastRNA PRO BLUE KIT) - для грамположительных и грамотрицательных бактерий	50x2мл
170.	116035050	Набор для выделения РНК из дрожжей и грибов (FastRNA PRO RED KIT)	50x2мл
171.	116045050	Набор для выделения РНК из растений, животных и культуральных клеток (FastRNA PRO GREEN KIT)	50x2мл
172.	116070050	Набор для выделения РНК из почвенных образцов (FastRNA Pro Soil-Direct Kit)	50x2мл
173.	116075050	Набор для выделения РНК из почвенных образцов (FastRNA Pro Soil-Indirect Kit)	50x2мл
174.	116540400	Набор для выделения ДНК из любых образцов тканей, растений, животных, грибов, водорослей, дрожжей (FastDNA KIT)	100x2мл
175.	116540600	Набор для выделения ДНК из любых образцов тканей растений, животных, грибов, водорослей, дрожжей с использованием кварцевого центробежного фильтра (FastDNA SPIN KIT)	на 50 выделений
176.	116560200	Набор для выделения геномной ДНК из почвенных образцов (FastDNA SPIN KIT FOR SOIL)	на 50 выделений
177.	116560300	Набор для выделения геномной ДНК из почвенных образцов (FastDNA SPIN KIT FOR SOIL)	на 100 выделений
178.	116570200	Набор для выделения геномной ДНК из образцов фекалий (FastDNA SPIN Kit for Feces)	на 50 выделений
179.	116550400	Набор для лизиса бактериальных клеток, содержащих рекомбинантные белки (FastPROTEIN Blue Matrix)	на 50 выделений
180.	116550500	Набор для лизиса грамположительных и грамотрицательных бактерий и выделения рекомбинантных белков (FastPROTEIN Blue Matrix)	на 100 выделений
181.	116550600	Набор для лизиса дрожжевых клеток и выделения рекомбинантных белков (FastPROTEIN Red Matrix)	на 50 выделений
182.	116550700	Набор для лизиса дрожжевых клеток и выделения рекомбинантных белков (FastPROTEIN Red Matrix)	на 100 выделений