



Компактные анализаторы влаги с превосходными рабочими характеристиками просты в использовании и уходе

Компания OHAUS продолжает развивать успех анализаторов влаги MB35 и MB45 и выпустили на рынок новые анализаторы влаги общего назначения MB23 и MB25. Благодаря сочетанию высокого качества и долговечности анализаторы MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов, а также простоту эксплуатации и технического обслуживания.

Основные характеристики

- Анализаторы OHAUS MB23 и MB25 обеспечивают получение точных результатов с высокой воспроизводимостью при разрешении 0,1% и 0,05% соответственно.
- **Простота использования.** Работать с анализатором очень просто. Просто нажмите и удерживайте кнопку температуры или времени, чтобы задать параметры сушки, затем положите образец и начните процесс сушки. Благодаря простоте использования анализаторы MB25 и MB23 отлично подходят для решения повседневных задач, выполняемых операторами любой квалификации.
- **Удобная конструкция.** Анализаторы OHAUS MB25 и MB23 занимают небольшую площадь – 17 x 13 x 28 см. Удобная для чистки нагревательная камера не создает для оператора трудностей при повседневном проведении технического обслуживания.

Анализаторы влажности MB23 и MB25

Модель	MB25		MB23	
НПВ	110 г			
Воспроизводимость (СКО)	0,2% (образец 3 г) 0,05% (образец 10 г)		0,3% (образец 3 г) 0,2% (образец 10 г)	
Разрешение	0,05% (0,005 г)		0,10% (0,01 г)	
Объем выборки	От 3 г до 20 г (типичное значение); минимум 0,5 г			
Выходной сигнал	RS-232 (двунаправленный)			
Таймер	1–99 минут с шагом от 30 секунд до 60 минут			
Технология нагрева	Галогенная		Инфракрасная	
Диапазон температур	От 50°С до 160°С с шагом 5°С			
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц			
Диапазон тарирования	До НПВ			
Диапазон рабочих температур	От 5° до 40°С (от 41° до 104°F)			
Тип дисплея	Специальный ЖК-дисплей с подсветкой			
Отображаемые параметры	%влаги, % сухого остатка или вес (г), темп., время			
Диаметр чашки весов	90 мм			
Размеры (Ш x В x Г)	17 x 13 x 28 см			
Собственный вес	2,3 кг			
Вес в упаковке	3,9 кг			
Принадлежности (входят в комплект)				
Чашки для образцов, 50 шт.	Стандартные			
Защитный чехол	Стандартный			
Держатель чашки весов	Стандартный		Специальный (PN 802524776)	




Соответствие требованиям

- Безопасность продукции: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-010
- Электромагнитная совместимость: IEC/EN 61326-1 Класс В, основные среды

Дополнительные части и принадлежности

	Номер Ohaus
Противоугонное устройство.....	80850043
Температурный калибровочный набор.....	11113857
Чашки для образцов (50 шт. в коробке).....	30585411
Стекловолоконные диски (200 шт. в коробке).....	80850087
Многоразовые чашки для образцов (3 шт. в упаковке).....	80252478
Многоразовые глубокие чашки для образцов (3 шт. в упаковке).....	80252479
Многоразовая проволочная экранирующая сетка.....	80252477
Держатель чашки весов.....	80252476
Защитный чехол для клавиатуры	80252475
Матричный принтер SF40A.....	30045641
Интерфейс RS232-USB.....	30304101

Размеры



80776296 20221222_B © Copyright OHAUS Corporation

ОХАУС СНГ

Москва, 101000,
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6,
Тел.: +7 (495) 621-48-97
Продажи: ru.sales@ohaus.com
Сервис: ru.service@ohaus.com
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com
www.ohaus.com
Представительство в странах СНГ
ISO 9001:2015
Зарегистрированная система
управления качеством

