

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,  
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: [www.algimed.by](http://www.algimed.by) Почта: [techno@algimed.by](mailto:techno@algimed.by)

Паспорт № 22  
Наименование изделия:  
Пробирки «L-TUBE» для ЛАЛ-теста 10x75 мм  
Номер серии: 051119  
Дата изготовления: 18.11.19  
Количество штук: 17500  
Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла (боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр $\varnothing$ * высота h, мм	10 $\pm$ 0,6 x 75 $\pm$ 0,9 мм	10,5 x 75,4 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре не выше 20-30 °С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Заместитель директора по производству

