

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Дорогоцкий тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Дорогоцкий тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № 6

Наименование изделия:

Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 060319

Дата изготовления: 28.03.19

Количество упаковок: 473

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,6 x 99,8 мм
Содержание бактериальных эндотоксина, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2...30°С

Срок годности неограничен при условии соблюдения условий хранения

Инженер-химик

Арсламова С.С.



Паспорт № 6

Наименование изделия:

Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 060319

Дата изготовления: 28.03.19

Количество упаковок: 473

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,6 x 99,8 мм
Содержание бактериальных эндотоксина, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2...30°С

Срок годности неограничен при условии соблюдения условий хранения

Инженер-химик

Арсламова С.С.

