

ООО "Компания Альгимед"
 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
 тел. 202-43-01, факс 202-43-02
 Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № 02

Наименование изделия:
 Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 020119
 Дата изготовления: 30.01.19
 Количество упаковок: 636

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218337.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр \varnothing * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,6 x 100,3 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должна соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Инженер-химик *Арсянова С.С.* Арсянова С.С.



ООО "Компания Альгимед"
 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
 тел. 202-43-01, факс 202-43-02
 Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № 02

Наименование изделия:
 Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 020119
 Дата изготовления: 30.01.19
 Количество упаковок: 636

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218337.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр \varnothing * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,6 x 100,3 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должна соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Инженер-химик *Арсянова С.С.* Арсянова С.С.

