

ООО "Альгимед Техно"

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,

тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

ООО "Альгимед Техно"

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,

тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт №	3	Паспорт №	3
Наименование изделия:	Пробирки «АЛ-ТВБЕ» для ДАД-теста 12х75 мм	Наименование изделия:	Пробирки «АЛ-ТВБЕ» для ДАД-теста 12х75 мм
Номер серии:	030619	Номер серии:	030619
Дата изготовления:	13.06.19	Дата изготовления:	13.06.19
Количество штук:	1000	Количество штук:	1000
Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 193208315.002-2019	Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 193208315.002-2019
Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа	Наименование показателя
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла (боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, внешних царапин и механических повреждений	Соответствуют	Внешний вид
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	12±0,6 х 75±0,9 мм	12,2 х 74,9 мм	Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм
Содержание бактериальных эндотоксенов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Содержание бактериальных эндотоксенов, ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют	Комплектность, маркировка, упаковка

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре шпос 2-30 С

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре шпос 2-30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Ведущий химик

Сурвино Л.И.

Ведущий химик

Сурвино Л.И.

