

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Дорожский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Дорожский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт №	4	Наименование изделия: Пробирки для ЛАД-теста "L-tube"
Номер серии:	040319	
Дата изготовления:	25.03.19	
Количество упаковок:	400	
Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 191218537.008-2018	
Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,2 мм
Содержание бактериальных эндотоксигенов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Паспорт №	4	Наименование изделия: Пробирки для ЛАД-теста "L-tube"
Номер серии:	040319	
Дата изготовления:	25.03.19	
Количество упаковок:	400	
Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 191218537.008-2018	
Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,2 мм
Содержание бактериальных эндотоксигенов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2...30°С
Срок годности неограничен при условии соблюдения условий хранения
Инженер-химик

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2...30°С
Срок годности неограничен при условии соблюдения условий хранения
Инженер-химик



Арслянова С.С.

Арслянова С.С.